

<b>Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)</b>				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
BAL	F-Tip 40 ml steril, skaliert, mit weißen Schraubverschluss  (Kein Bild verfügbar)	BAL (Differential-Zytologie)	Bestandteil Trachealsaugset F	<u>1 Stück:</u> 30007885 Art.-Nr. 8884724500 <u>60 Stück:</u> 30103752 Art.-Nr. 07.098.00.000
Blut	Braune Serum-Gelmonovette  	Für klinisch chemische Parameter, Medikamente, Stoffwechsel, Schilddrüse, Endokrinologie, Tumormarker, Proteindiagnostik, Antikörper, Allergie- und Infektionsdiagnostik.	<b>Medikamente siehe auch EDTA- Blut und Urin.</b> Röhrchen in verschiedenen Größen verfügbar.	<u>Standard 4,7 ml:</u> 30005021 REF: 03.1524  Spezialröhrchen für Kinder separat aufgeführt.

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Blut	Rote EDTA- Monovette 	Blutbilder, einige Medikamente Stoffwechsel- parameter, Infektions- diagnostik, <b>Kreuzprobe</b>  <b>Mikroskopischer Erregernachweis:</b> Malaria, Filarien <b>Genomnachweise:</b> CMV, EBV, HIV, Hepatitis u. a.	<b>Medikamente siehe auch Serum und Urin.</b>	<u>2,6 ml:</u> 30049938 REF: 04.1901  <u>7,5ml:</u> 30005022 REF: 01.1605.001
Blut	Lila Blutsenkungsröhrchen 	Blutsenkungsgeschwindigkeit (BKS,BSG)		<u>3,5 ml:</u> 30000245 REF: 06.1690.001

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Blut	Grüne Citrat-Monovette 	Gerinnungsparameter, Antifaktor Xa-Aktivität: LMWH (Clexane), Rivaroxaban (Xarelto), Thrombophilie-Profil, Thrombozyten im Citratblut (bei V.a. Pseudothrombozytopenie), C1-Esterase-Inhibitor		<u>3 ml:</u> 30098898 REF: 04.1919  Spezialröhrchen für Kinder separat aufgeführt.
Blut	Dunkelgrüne Hirudinmonovette 	Thrombozytenaggregation	<b>Das Spezialröhrchen ist im Labor erhältlich.</b> Bitte kontaktieren sie uns telefonisch (02151 32 2778).	<u>2,7 ml:</u> 30099872 REF: 04.1944.001

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Blut	Gelbe Fluorid EDTA Monovette 	Glucose		<u>2,7 ml:</u> 30098897 REF: 04.1918
Blut	Orange Lithium-Heparin Monovette 	Quantiferon-Test  Interferon Gamma Release Assay (IGRA)	Lagerung: maximal 16 h bis zur Untersuchung bei Raumtemperatur, <b>keine Lithium-Heparin-Gelröhrchen                      verwenden!</b>	<u>7,5 ml:</u> 30043433 REF: 01.1604

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Blut	(Kein Bild verfügbar)	Pyruvat	<b>Das Spezialröhrchen ist im Labor erhältlich.</b> Bitte kontaktieren sie uns telefonisch (02151 32 2778).  (Wird im Labor hergestellt, enthält Trichloressigsäure)	
Blut Kinder	Citrat-Blut 	Gerinnungsparameter		<u>1,4 ml, 50 Stück:</u> 30005014 REF: 06.1668.001

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Blut Kinder	Serum Mikroabnahme  (Auswahl)			<u>500 µl, 100 Stück:</u> 30015101 20.1344
Blut Kinder	EDTA-Blut Mikroabnahme  (Auswahl)	Blutbild, CRP		<u>500 µl, 100 Stück:</u> 30000497 20.1341 <u>100 µl, 1000 Stück:</u> 30083214 20.1278

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Urin	Urinröhrchen Gelber Deckel (Urin, nativ) 	<b>Urinstatus</b> Für klinisch chemische Parameter, Medikamente, Porphyrine, etc.	Bei Lagerung- und Transportzeit > 2 Stunden Kühlung bei +2 bis +8 °C erforderlich	<u>10 ml:</u> 30008161 REF 10.252 (Sarstedt)
Liquor	Röhrchen mit Schraub- verschluss, Schriftfeld, skaliert 	<b>Status, Spezialdiagnostik</b> <b>Erregeranzucht:</b> Bakterien, Pilze, Mykobakterien (TBC)  <b>Genomnachweise:</b> u. a. HSV; CMV; VZV; Adenovirus, Enterovirus, Mycoplasma pneumoniae  <b>Antigennachweis:</b> Cryptococccen		<u>5ml, 1000 Stück:</u> 30196049 REF: 62.558.201

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Liquor	Demenz-Liquor (Polypropylen- Röhrchen mit Polypropylen- Schraubverschluss) 	Demenzdiagnostik bei V.a. M. Alzheimer Tau-/Phospho-Tau-Protein; beta-Amyloid (1-42/1-40)	<p><b>Das Spezialröhrchen ist im Labor erhältlich.</b> Bitte kontaktieren sie uns telefonisch (02151 32 2778).</p> <p><b>Andere Röhrchen sind bei Demenzdiagnostik ungeeignet.</b></p>	
Punktat	Braune Serum Monovette 	Eiweiß, LDH, Pankreas- Amylase, Albumin, Cholesterin, Triglyceride, Kreatinin, Harnstoff-N, Harnsäure, Phosphat, Glucose, Bilirubin, CRP, Rheumafaktor, Antistreptolysin (ASL), CEA		4,7 ml: 30005021 REF: 03.1524

Empfohlene Medien für Anforderungen an das Zentrallabor (ohne Mikrobiologie)				
Materialart	Bezeichnung/Bild	Verwendung	Besonderheiten	Bestellinformationen Web-Muse REF (Sarstedt)
Punktat	Rote EDTA- Monovette 	Zellzahl und Differenzierung	.	<u>2,6 ml:</u> 30049938 REF: 04.1901  <u>7,5ml:</u> 30005022 01.1605.001
Stuhl nativ	Röhrchen mit Löffel und braunem Deckel 	Pankreas-Elastase, Calprotectin		30043623 REF: 80.734

**Helios** Klinikum Krefeld GmbH  
Institut für Hygiene und  
Laboratoriumsmedizin  
Lutherplatz 40 • D-47805 Krefeld



**Labor:Medizin Krefeld MVZ GmbH**  
Lutherplatz 40 • D-47805 Krefeld

<http://www.labormedizin-krefeld.de/>

